



Järgige neid juhendeid iga kord respiraatori kandmisel.

1. Hoides maski ühe käe pihus, tõmmake teise käega mõlemad pearihmad välja.
2. Asetage mask nina ja suu kohale ning tõmmake rihtmud üle pea.
3. Tõmmake üks rihtmud pealaele ja teine kaela taha veendudes, et rihtmud jääksid ühetasaselt.
4. Painutage ninaklamber mõlema käega nina ümber.
5. Maski üleüldist pinguldust saab suurendada, tõmmates liistakut parempoolsel pandlal. Reguleerige ülemise ja alumise pearihma pinguldust, libistades rihtmud läbi vasakpoolse pandla.
6. Testige maski tihedat kinnitumist näole. Asetage mõlemad käed respiraatorile. Hingake järsult sisse ja välja. Õhulekke korral nina ümbruses kohendage ninaklambrit. Õhulekke korral äärte ümbruses pinguldage pearihmu ja/või kohendage respiraatorit. Kui te ei saavuta korrektset katvust, ärge sisenege saastatud alale, vaid kontakteeruge oma ülemusega. Pange tähele, et ei ajaks õhuvoolu klappide juures segi õhulekkega.