



Diese Gebrauchsanweisung jedesmal befolgen, wenn die Maske getragen wird.

1. Die Maske in die Handinnenfläche legen und mit der anderen Hand beide Kopfbänder greifen.
2. Die Maske über Mund und Nase legen und die Kopfbänder über den Kopf ziehen.
3. Eines der Kopfbänder auf dem Hinterkopf und das andere im Nacken platzieren. Dabei darauf achten, dass beide Bänder flach liegen.
4. Den Nasenbügel mit beiden Händen vorsichtig der Nasenform anpassen.
5. Wenn die Spannung insgesamt fester eingestellt werden soll, die Lasche an der rechten Schnalle ziehen. Das Band durch die linke Schnalle ziehen, um die Spannung zwischen dem oberen und dem unteren Kopfband einzustellen.
6. Die Abdichtung der Maske am Gesicht testen. Beide Hände über die Maske legen. Fest ein- und wieder ausatmen. Falls Luft um die Nase herum austritt, muss die Passform des Nasenbügels korrigiert werden. Falls Luft an den Kanten austritt, müssen die Kopfbänder festgezogen werden und/oder die Maske besser positioniert werden. Wenn keine richtige Abdichtung erzielt werden kann, darf der kontaminierte Bereich nicht betreten werden. Den Vorarbeiter benachrichtigen. Bitte beachten, dass über den Seitenventilen ein Luftfluss zu spüren ist. Dieser darf nicht mit Luftlecks verwechselt werden.