



Følg disse anvisningene hver gang masken brukes.

1. Legg masken i en hul hånd og grip begge hoderemmene med den andre hånden.
2. Plasser masken over munnen og nesen og dra hoderemmene over hodet.
3. Dra en av hoderemmene opp og over issen og den andre bak nakken mens du passer på å holde remmene flate.
4. Tilpass nesewiren forsiktig med begge hendene til den danner nesens form.
5. Den generelle spenningen kan økes ved å trekke i fliken på høyre spenne. Juster spenningen mellom øvre og nedre hoderemmer ved å skyve remmen gjennom den venstre spennen.
6. Test hvor tett masken ligger mot ansiktet. Legg begge hender over masken. Pust inn og pust ut med kraft. Hvis det lekker luft rundt nesen, juster nesewiren på nytt. Hvis det lekker luft rundt kantene, stram hoderemmene og/eller flytt på maskens posisjon. Hvis du ikke greier å oppnå riktig tetning mot huden, unnlatt å gå inn i det kontaminerte området og snakk med din formann/arbeidsleder. Vær oppmerksom på at du vil føle at det strømmer luft over sideventilene, du må ikke forveksle dette med luftlekkasjer.