



Sledite tem navodilom vsakič, ko nosite respirator.

1. Z eno roko primite osrednji del maske, z drugo roko pa primite oba naglavna trakova.
2. Namestite masko preko ust in nosu in potegnite naglavne trakove preko glave.
3. Potegnite en naglavni trak preko vrha glave, drugi trak pa za vrat, pri čemer pazite, da trakovi ostanejo poravnani.
4. Z obema rokama previdno oblikujte žico za nos, tako da jo prilagodite obliki vašega nosu.
5. Napetost lahko zvečate tako, da potegnete za jeziček na desni strani zaponke. Prilagodite napetost med zgornjim in spodnjim naglavnim trakom, tako da zdrsnete trak skozi levo zaponko.
6. Preverite tesnjenje maske na obrazu. Namestite obe roki preko respiratorja. Močno vdihnite in izdihnite. Če okoli nosu pušča, ponovno prilagodite žico za nos. Če zrak uhaja ob straneh, zategnite naglavne trakove in/ali ponovno namestite respirator. Če ne morete doseči dobrega tesnjenja, ne vstopite v kontaminirano območje in se posvetujte s svojim nadzornikom. Opazili boste pretok zraka preko lateralnih ventilov; ne zamenjajte tega s puščanjem zraka.