



Följ dessa anvisningar varje gång andningsskyddet används.

1. Håll själva andningsskyddet kupat i ena handen och fatta i båda huvudremmarna med den andra handen.
2. Placera andningsskyddet över munnen och näsan och dra huvudremmarna över huvudet.
3. Dra en av huvudremmarna över hjässan och den andra bakom nacken, och var noga med att remmarna hålls flata.
4. Forma näsbågen noga med båda händerna, efter näsans form.
5. Spänningen kan ökas genom att man drar i fliken på spännet på höger sida. Justera spänningen mellan de övre och nedre huvudbanden genom att föra remmen genom spännet på vänster sida.
6. Testa andningsskyddets tätning mot ansiktet. Placera båda händerna över andningsskyddet. Andas in och ut kraftigt. Justera näsbågen på nytt om det läcker luft runt näsan. Om luft läcker runt kanterna, dra åt huvudremmarna och/eller placera om andningsskyddet. Gå inte in i ett kontaminerat område, och kontakta din arbetsledare om du inte kan åstadkomma en ordentlig tätning. Var medveten om att du kommer att känna att luft flödar genom sidoventilerna – förväxla inte detta luftflöde med läckage.